

Juvapen | BD Aesthetic

## Szwajcarska precyzja

Juvapen – urządzenie wyprodukowane w Szwajcarii to nowość i jednocześnie wydaje się „niezbędnik” dla lekarzy wykonujących iniekcje toksyny botulinowej. To urządzenie pozwala na maksymalną precyzję w dawkowaniu podawanego preparatu (20-krotnie zmniejszone ryzyko błędu dawkowania – z 40% przy manualnej iniekcji do 2% w przypadku użycia Juvapen). Jak wykazują badania, przy zastosowaniu Juvapen intensywność bólu zredukowana jest o 69% w porównaniu z manualnym podaniem toksyny (87% pacjentów potwierdziło w badaniu klinicznym mniejszą bolesność).

Dzieje się tak dlatego, ponieważ w Juvapenie zaprojektowana została optymalna i równomierna siła parcia na tłok (płynna prędkość aplikacji preparatu) oraz bardzo niska początkowa siła nacisku. Potwierdzony badaniami klinicznymi jest także krótszy okres rekonwalescencji pozabiegowej (mniejsza ilość siniaków, obrzęków i działań niepożądanych przy aplikacji za pomocą Juvapen), a dodatkowo Juvapen pozwala uniknąć utraty produktu podczas wstrzyknięć (maksymalna oszczędność apli-



kowanego materiału). Lekarz nie ma konieczności kontrolowania na strzykawce ilości podanego preparatu i może maksymalnie skoncentrować swoją uwagę na prawidłowym miejscu iniekcji, głębokości i kącie nachylenia igły. Co ważne, Juvapen można zastosować nie tylko do aplikacji toksyny botulinowej, ale można nim podawać nieomal wszystkie przeznaczone do iniekcji wyroby medyczne jak np.: Autologic Therapy PRP, Sunekos, Linerase, mezoterapie i inne. [www.bdaesthetic.com](http://www.bdaesthetic.com) ■