

ENDOLIFT



85,5%

usatysfakcjonowanych
pacjentów*

*badanie z 2017 roku w oparciu
o 2000 przeprowadzonych zabiegów



Endolift

Nowy niechirurgiczny zabieg
stymulujący restrukturyzację skóry
i redukujący zwiotczenie skóry oraz
nadmiar tkanki tłuszczowej

ZABIEG LASEROWY ENDOLIFT

ENDOLIFT - to minimalnie inwazyjna procedura laserowa zastosowana w innowacyjnym laserze Eufoton LASEmaR 1500 (1470nm) zatwierdzonym amerykańskim certyfikatem FDA.

LASEmaR 1500 stymuluje i przebudowuje głębokie i powierzchowne warstwy skóry, napina i napręża skórę, inicjuje produkcję nowego kolagenu, jak również pozwala zredukować nadmiar tkanki tłuszczowej.

Emitowana przez LASEmaR 1500 energia (1470nm), dzięki selektywnemu działaniu i największemu powinowactwu zarówno do wody jak i tłuszczu, prowadzi do natychmiastowego napięcia i retrakcji włókien kolagenowych, stymuluje neokolagenezę, aktywuje funkcje metaboliczne macierzy pozakomórkowej oraz redukuje nadmiernie nagromadzoną tkankę tłuszczową.

ENDOLIFT jest procedurą ambulatoryjną, wymaga zastosowania opracowanych przez producenta Eufoton specjalistycznych, II generacji mikro-optycznych fibr FTF, nieco grubszych od włosów (200-300 mikronów), które aplikowane są bardzo łatwo do powierzchownych warstw tkanki podskórnej bez konieczności uprzedniego nakłuwania czy też nacinania skóry. Innowacyjne, II generacji mikro-optyczne fibry transmitują emitowaną przez Lasemar 1500 energię w sposób rozproszony i kontrolowany poprzez wytwarzane w tkance podskórnej mikro-kanaly zorientowane antygrawitacyjnie wzdłuż wektorów. Po zakończonej procedurze jednorazowe włókna fibrynowe są usuwane.

Zabieg **ENDOLIFT** nie wymaga uprzedniego znieczulenia, natomiast dzięki zastosowaniu bardzo cienkich fibr FTF nie pozostawia śladu na skórze i nie wymaga okresu rekonwalescencji. Uzyskane podczas jednej sesji zabiegowej Endolift rezultaty są natychmiastowe, narastają w kolejnych miesiącach i są długotrwałe. Ostateczne efekty zabiegu to: napięcie, zagęszczenie i naprężenie skóry oraz redukcja tkanki tłuszczowej.

Dla zintensyfikowania rezultatów zabiegu **ENDOLIFT** i zadziałania dodatkowo na bardziej powierzchowne warstwy skóry, można w czasie jednej sesji zabiegowej zastosować Lasemar 1500 i Light-SCAN (frakcyjny, nieablacyjny resurfacing skóry). Synergia działania tych dwóch procedur umożliwi dodatkowo leczenie zmian pigmentacyjnych, blizn potrądzikowych, rozstępów, jak również pozwoli uzyskać wyższe i pojawiające się w krótszym czasie rezultaty spłycenia zmarszczek, zagęszczenia, napięcia i przywrócenia prawidłowego kolorytu skóry.

OBSZARY, JAKIE MOGĄ ZOSTAĆ PODDANE ZABIEGOWI ENDOLIFT:

Twarz

- dolna powieka,
- środkowa i dolna część twarzy,
- kontur żuchwy,
- podbródek,
- szyja,
- dekolt.


Ciało

- ramiona,
- brzuch,
- wewnętrzna i zewnętrzna strona ud,
- okolica kolan.

II GENERACJI MIKRO-OPTYCZNE WŁÓKNA FTF



DOLNA POWIEKA: przed - po



PODBRÓDEK: przed - po



SZYJA: przed - po



ZALETY TECHNIKI ENDOLIFT:

- niechirurgiczna, minimalnie inwazyjna, wykonywana w warunkach ambulatoryjnych,
- brak konieczności znieczulenia,
- bardzo wysoki profil bezpieczeństwa (FDA, badania) i skuteczności,
- natychmiastowy, narastający w czasie i długotrwały efekt,
- jednorazowa procedura,
- możliwe wielokierunkowe działanie
- brak lub minimalna rekonwalescencja (nie wymaga nakłuwania i nacinania skóry),
- możliwość łączenia z innymi zabiegami Anti-Aging nawet podczas tej samej sesji zabiegowej,
- niewysoki koszt zabiegu.

Zdjęcia „przed” i „po” na ulotce wykorzystano dzięki uprzejmości dr. med. D. Casuto, dr. med. R. Dell’Avanzato i dr. med. R. Migliardiego.



Wyłącznie dystrybutor w Polsce: **BD Aesthetic Sp. z o.o.**, ul. Modlińska 335e, Warszawa
tel.: +48 22 290 68 70, www.bdaesthetic.com

